

STERISHEET 355 SMS NW
FOGLIO POLIPROPILENE BLU 55 GR/MQ

Lo STERISHEET® 355 SMS NW, prodotto dalla ditta Sterimed, è stato approvato per uso medicale, adatto al confezionamento di materiali da sterilizzare a Gas Plasma, Vapore, ETO.

Denominazione prodotto: STERISHEET® 355 SMS NW

Descrizione materiali: Lo STERISHEET® 355 SMS NW è composto al 100% da polipropilene. E' un SMMS a quattro strati, Spunbond, Meltblow, Meltblow, Spunbond. Questo offre i più forti materiali fornendo la migliore resistenza alle lacerazioni, alta repellenza ai fluidi e ottima drappeggiabilità. Non è tossico né irritante.

Produttore: Sterimed, Route de Ceret - 66 110 Amelie Les Bains, Palalda, Francia.
Sterimed sro, Evropska 866, Modrice, 664 45 – Rep. Ceca

Distributore: I-TEMA S.r.L., via Tintorri, 15/1/i – 20863 Concorezzo (MB)

Codice distributore: SMS55 + dimensione

Codice produttore: 0D95000

Sistema Qualità Certificato:

- **produttore:** certificato ISO 9001 , ISO 13485
- **distributore:** certificato ISO 9001

Codice CND: S010302

Conformità norme tecniche: Il prodotto è conforme alle norme ISO 11607-1 e EN 868-2.

Conformità Direttiva 93/42/CEE: Il prodotto è conforme alla Direttiva 93/42/CEE, quindi è in possesso della marcatura di conformità CE ed appartiene alla Classe I non sterile.

Validità prodotto: i fogli Sterisheet 355 SMS NW, se conservati correttamente, mantengono inalterate le proprie caratteristiche per almeno 5 anni.

Informazioni: nr. lotto, data produzione e data scadenza sono stampati sull'etichetta posta sul cartone dell'imballaggio.

Confezionamento: L'imballo primario è costituito da involucro in film plastico, l'imballo secondario è costituito da robuste scatole in cartone. Le confezioni sono indivisibili.

Stoccaggio: Il prodotto deve essere tenuto in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore e non esposto alla diretta luce solare. Le modalità di conservazione del prodotto sono specificate sull'etichetta posta sul cartone dell'imballaggio.

Smaltimento: Per lo smaltimento dei rifiuti fare comunque riferimento alle norme locali/nazionali.

Specifiche tecniche:

Parametri	Unità di Misura	Standards o Metodi	Minimo	Valori Standard	Massimo
Grammatura	gr./m ²	ISO 536	52,25	55,00	57,75
Porosità	l/min/1dm ²	EN 868-2:1999 (app.F)	68,0	90,0	124,0
Spessore	µm	ISO 12625-3	350	475	550
Carico di rottura long. a secco	kN/m	ISO 1924-2	1,40	2,40	2,90
Carico di rottura tras. a secco	kN/m	ISO 1924-2	0,80	1,10	1,15
Carico di rottura long. ad umido	kN/m	ISO 3781	1,40	2,40	2,90
Carico di rottura tras. ad umido	kN/m	ISO 3781	0,80	1,10	1,15
Resistenza allo scoppio	kPa	ISO 2758	215	260	310
Resistenza allo scoppio a umido	kPa	ISO 3689	215	260	310
Resistenza alla lacerazione long.	mN	ISO 1974	3900	8000	14500
Resistenza alla lacerazione tras.	mN	ISO 1974	6100	10000	17000
Rottura alla trazione long.	%	ISO 1924-2	24,0	55,0	80,0
Rottura alla trazione tras.	%	ISO 1924-2	20,0	55,0	85,0
Test idrostatico	mbar	ISO 811	35,0	45,0	70,0
Fluorescenza	Pts/dm ²	EN 868-2:2017 par. 4.2.1.7		0,0	

Aumento di luminosità generale della fluorescenza, nonché contenuto acquoso di solfato estratto a caldo, contenuto di cloruro, controllo visivo della lisciviazione del colore e pH in conformità alle specifiche del par. 4.2 della norma della serie EN 868: 2017. Il contenuto di questo documento è confidenziale ed è proprietà della Sterimed healthcare. Qualsiasi divulgazione o copia è soggetta ad autorizzazione

Codice prodotto, dimensioni e n° di pezzi per confezione.

Sterisheet 355 SMS NW		
Foglio polipropilene Blu 55 gr/m²: sterilizzabili a gas plasma, ETO, vapore.		
CODICE	dimensione (cm.)	pezzi x confezione
SMS55060	60 x 60	250
SMS55075	75 x 75	100
SMS55090	90 x 90	100
SMS55100	100 x 100	100
SMS55120	120 x 120	50
SMS55137	137 x 137	50

La presente scheda tecnica appartiene a I-Tema S.r.l., rivenditore autorizzato dei prodotti a marchio Sterisheet® prodotti dalla Sterimed. E' un documento riservato e le informazioni in esso contenute non sono divulgabili a terzi. E' vietata qualsiasi tipo di riproduzione, anche parziale, e distribuzione senza autorizzazione da parte della I-Tema S.r.l., ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006. I-Tema non si impegna ad avvisare i clienti della pubblicazione di varianti, errata corrige o nuove edizioni che modificano, aggiornano o superano completamente i prodotti; è importante quindi che i clienti si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti. Il possesso della presente versione, quindi, non dà al possessore alcun diritto alla ricezione automatica delle nuove versioni.

Le specifiche tecniche qui contenute sono la traduzione veritiera delle "Provisional Technical Rev.02" del 11/02/2019 della Sterimed, depositate presso la ns. sede amministrativa.